



Micro Esthetic Gingiva

Spritze 2 g Gingiva Light



Artikelnr.: 206793

Hersteller: bisico

Gewicht: 0.027 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 57 mm

Länge: 141 mm

€ 29,34

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 g Gingiva Light

Micro Esthetic Gingiva ist ein fließfähiges, zahnfleischfarbenes Komposit zur ästhetischen Restauration von Rezessionen. Die Anwendung erfolgt direkt im Mund des Patienten.

Vorteile

- Schicht- und mischbar um die Farbe der natürlichen Gingiva exakt nachbilden zu können
- Einfaches Farbsystem
- Hoch Röntgenopak (210% Al)
- Einfache Handhabung
- Frei von Bis-GMA (BPA), HEMA, TEGDMA, EGDMA
- Gute Polierbarkeit
- Sicherstellung einer langfristigen Hygiene
- Haftung mit E-Bond LC (lichthärtend, selbstätzend) auf Dentin und Schmelz