



Diamanten 858

Packung 3 Stück rot fein, HP, Figur 165 Konus Spitze, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 206810

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 23 mm

Länge: 49 mm

€ 9,65

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten rot fein, HP, Figur Konus 165 Spitze, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik