

## CombiTorque®

Stück



Artikelnr.: 206972  
Hersteller: EMS  
Gewicht: 0.036 kg  
Höhe: 133 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 65 mm

**€ 34,23**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Schlüssel

Einzigartige Kombination aus Drehmomentschlüssel und Instrumentenhalter. Kompatibel mit PIEZON® PS Instrument

Das originale Schweizer PIEZON® PS Instrument von EMS kann in 95 % aller Fälle für die Entfernung von Zahnstein angewendet werden. Die PIEZON® NO PAIN Feedback-Technologie des sorgt für höchsten Patientenkomfort. Widerstand, der unter anderem durch Zahnstein hervorgerufen werden kann, wird erkannt und die Leistung entsprechend automatisch angepasst.