



## CURASEPT ADS 350 Zahnfleischgel

Tube 30 ml



Artikelnr.: 207195  
Hersteller: Xaradent  
Gewicht: 0.044 kg  
Höhe: 31 mm  
Breite: 31 mm  
Länge: 126 mm

**€ 12,38**

*Zzgl. MwSt.*

**Tube 30 ml Zahnfleischgel**

*Curasept ADS 350* Paro-Gel mit 0,50 % CHX.

- Plaque-hemmend
- Gingivale Anti-Plaque-Behandlung
- Anti-Discoloration System
- Hohe Haftfähigkeit des Gels
- Lokalisierte Anwendung nach Operationen und Extraktionen
- Ideal unter der Prothese
- 7-14-tägige Anwendung

Das *Curasept ADS 350* Paro-Gel ist perfekt zur lokalisierten Anwendung nach Operationen und Extraktionen. Durch den hohen Anteil an Chlorhexidin (CHX) hat das Gel eine hohe antibakterielle Wirkung und schützt vor Zahnfleischreizungen. Das Anti-Discoloration System reduziert Braunverfärbungen und beugt Geschmacksbeeinträchtigungen vor. Ideal in Verbindung mit Curasept Mundspülungen.