



IMPRIMO® LC Temp

Flasche 1 kg 385 nm, A1



Artikelnr.: 207349
Hersteller: SCHEU-DENTAL
Gewicht: 1.12 kg
Höhe: 245 mm
Breite: 90 mm
Länge: 90 mm

€ 347,24

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, A1

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz der MPG-Klasse IIa zur Herstellung von temporären Frontzahnrestorationen mit hoher Abrasions- und Bruchfestigkeit. Es können Brücken mit maximal einem Pontic hergestellt und mit temporären Zementen befestigt werden, die entsprechenden Anschlussbereiche sind zu beachten. Hohe Ästhetik in den Zahnfarben VITA classical A1, A2 und A3, abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

- Viskosität: ca. 1,5 Pa.s

- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D