



Farbige Prophy Cups

Packung 30 Stück ocker lamellenförmig, weiches Gummi, Snap-On



Artikelnr.: 207627
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.048 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 77 mm
Länge: 96 mm

€ 9,88

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Cups ocker lamellenförmig, weiches Gummi, Snap-On

Farbige Prophy Cups.

Verbundene Modelle, Aufschraubmodelle und Aufsteckmodelle Farbige Einweg-Prophy Cups

Wir bei Kerr forschen täglich nach neuen Lösungen, die das Leben des Zahnarztes vereinfachen. Deshalb haben wir unsere Palette von Reinigungs- und Polierzubehör für die orale Prophylaxe überarbeitet, und stellen nun eine neue Linie von farbigen Einweg-Prophy Cups vor.

Der neue Farbcode vereinfacht die Cups-Auswahl, da er die verschiedenen Formen und Härtegrade bezeichnet. Gleichzeitig garantieren wir weiterhin die Spitzenqualität, die wir bisher immer auf den Markt gebracht haben.

Die neuen Cups wurden so konstruiert, dass sie während des Einsatzes Geräusche und Wärmeentwicklung minimieren. Sie wirken beim Polieren am Gingiva-Rand und in den Interproximalbereichen. Dabei passen sie sich der Zahnkontur an und erreichen auch schwer zugängliche Bereiche.

Alle Prophy Cups sind latexfrei (werden nicht aus Naturlatex gefertigt) mit einem Kupfer-Zink-Messingdorn.

- In Packungen von 30 oder 120 Cups
- In zwei Härtegraden (weich und hart)
- Als Snap-On, Screw oder Latch Type Variante