



## Omni ProfiPearls

Flasche 300 g Pulver lemon



Artikelnr.: 207660

Hersteller: OMNIDENT

Gewicht: 0.331 kg

Höhe: 136 mm

Breite: 62 mm

Länge: 61 mm

**€ 15,88**

Zzgl. MwSt.

Flasche 300 g Pulver lemon

*Omni ProfiPearls* ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten, z. B. der smartgun One. Das Pulver hat eine Korngröße 40-50µm. Die *Omni ProfiPearls* gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.