



StarTec

Packung 6 Stück gelb superfein, RA, Figur 243 Spitze, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 207689

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 95 mm

Länge: 144 mm

€ 30,17

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer gelb superfein, RA, Figur 243 Spitze, Kopflänge: 10 mm, ISO 040

StarTec - 2 Stufiges Diamantpoliersystem. Zur sicheren und schonenden Bearbeitung von Zirkoniumdioxid, Lithium-Disilikat, Zirkonverstärktes Lithium Silikat (ZLS), Hybrid-Keramik, sowie alle gängigen Verblendkeramiken. Nach dem Beschleifen weisen keramische Restaurationen eine Oberflächenrauigkeit auf. Um die Antagonistenabrasion zu reduzieren, muss die Oberflächenrauigkeit reduziert werden. Die StarTec Polierer garantieren eine Finierung und Politur der Keramik-Oberfläche und somit eine minimale Oberflächenrauigkeit.

- Stufe 1 = lila: mittelgrobe Körnung - Zur Oberflächenglättung und zur Vorbereitung auf die Endpolitur
- Stufe 2 = gelb: superfeine Körnung - Zur Hochglanzpolitur ohne Polierpaste
- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl max. 15.000 U/min., opt. 10.000 - 12.000 U/min.