



Universalpolierer 9501

Packung 5 Stück braun mittel, HP, Figur 257, 18 mm, ISO 055



Artikelnr.: 20778
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 28 mm
Länge: 45 mm

€ 13,30

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer braun mittel, HP, Figur 257, Kopflänge: 18 mm, ISO 055

3 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle (NEM), Modellguss und Amalgam.

- 1. Stufe - schwarz - Vorpolitur
- 2. Stufe - braun - Politur
- 3. Stufe - grün - Hochglanzpolitur
- Modellgußtechnik, Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.