



Drehmomentschlüssel

Stück blau, F 81330



Artikelnr.: 207783
Hersteller: Satelec (ACTEON Group)
Gewicht: 0.036 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 44 mm
Länge: 50 mm

€ 21,89

Zzgl. MwSt.

Stück Drehmomentschlüssel blau, F 81330

Autoklavierbare Drehmomentschlüssel für farbcodierte Ultraschall-Spitzen und -Ansätze.
Nicht kompatibel mit ET- und Carbon-Spitzen, Kondenser S04 und Endofeilen.