

## NEWTRON P5 B.LED

Stück 230 V

---



Artikelnr.: 207808  
Hersteller: Satelec (ACTEON Group)  
Gewicht: 0.5 kg

**€ 1.656,04**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Ultraschallgerät 230 V

Ultraschallgenerator mit B.LED-Technologie

- Autom. Regulierung der Frequenz und der Leistungsstärke je nach Widerstand
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung
- 80 verschiedene Spitzen für jeden Indikationsbereich
- Plaque-Erkennung und -Entfernung dank fluoreszierender B.LED-Technologie

Gerät mit Newtron® SLIM B.LED Handstück (blauer und weißer LED-Lichtring) und Kabel, Kit Plaque-Indikator F.L.A.G.™ for B.LED (5 x 1,5 ml), autoklav. Universalschlüssel, Spitze Nr. 1, fest angeschlossenem Fußschalter, Zubehör für die Inbetriebnahme, Frequenzbereich: 28 - 36 kHz, Spülung: an die Trinkwasserversorgung anschließbar, Druck: 1 bis 5 bar, Gewicht Handstück: 48 g, Handstückkabel: 2,04 m, Gewicht Gerät: 1.650 g, Abmessungen: 155 x 185 x 100 mm (L x B x H)