



Endobohrer H152

Packung 5 Stück konisch, extra lang, rosa, FG, Figur 210, 9 mm, ISO 009



Artikelnr.: 207810
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 4 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 39,82

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer konisch, extra lang, rosa, FG, Figur 210, 9 mm, ISO 009

Spezial-Endobohrer mit langer, konischer Schneiden-Konfiguration zur Erstellung eines trichterförmigen Zugangs in die Pulpakammer. Die abgerundete, nicht schneidende Bohrer-Spitze (safe-end) verhindert dabei das Eindringen in die Wurzelkanalwände und in den Pulpakammerboden. Drehzahl max. 120'000 upm, nur mit leichtem Druck arbeiten.