



## Palodent® 360 Circumferential Matrix System

Packung 48 Stück 4,5 mm



Artikelnr.: 208089  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 0.089 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 77 mm  
Länge: 230 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 48 Matrizen 4,5 mm

Palodent® 360 ist ein revolutionäres neues Vollmatrizensystem. Das innovative Design bedeutet, dass ein Fingerdreh genügt, um enge Kontakte mit anatomisch korrekten Konturen zu erreichen, ohne störenden Halter oder Applikator. Der integrierte Spanner ermöglicht die Platzierung und Retention der Matrize ohne sperrige Retainer oder zusätzliche Platzierungs- und Spanninstrumente, was die Effizienz, die einfache Platzierung, den besseren Zugang, die freie Sicht auf den Arbeitsbereich und mehr Patientenkomfort ermöglicht. Für bessere Restaurationen, schneller und einfacher als Sie es je für möglich gehalten haben. Rundum erfolgreich! Zusammen mit dem Palodent V3 Teilmatrizensystem bieten die Palodent-Matrizen eine Lösung für alle Klasse II-Fälle. Palodent 360 ist in 3 Größen erhältlich: 4,5 mm, 5,5 mm und 6,5 mm.