




## Hybridpolierer

Packung 5 Stück grau, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 20812

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.5 kg

**€ 76,04**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Polierer grau, RA, Figur 243, Kopflänge: 10 mm, ISO 040

Diamantpolierer für Hybridkomposite.

- Drehzahl empf. 3.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.