




Diamantpolierer 9713

Packung 2 Stück blau grob, FG, Figur 243, 7,5 mm, ISO 033



Artikelnr.: 20815
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 20,89

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer blau grob, FG, Figur 243, Kopflänge: 7,5 mm, ISO 033

3-Stufen System. Diamantpolierer.

- grün - Politur, grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung, weiche Komposite
- Drehzahl empf. 5.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U7min.