



## Diamantpolierer 9742

Packung 2 Stück rosa fein, RA, Figur 243, 13 mm, ISO 040



Artikelnr.: 20827  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 72 mm

**€ 31,14**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Polierer rosa fein, RA, Figur 243, Kopflänge: 13 mm, ISO 040

Mehrstufen System.

- 1. Stufe - schwarz - Vorpolitur
- 2. Stufe - grün - Vorpolitur
- 3. Stufe - blau - Politur
- 4. Stufe - rosa - Hochglanzpolitur
- 5. Stufe - gelb - Spiegelglanzpolitur
- Keramik, Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.