



Porzellanpolierer 9619

Packung 10 Stück unmontiert, grau, Figur 133, 24 mm, ISO 060



Artikelnr.: 20835

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.019 kg

Höhe: 53 mm

Breite: 23 mm

Länge: 23 mm

€ 11,02

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, grau, Figur 133, Kopflänge: 24 mm, ISO 060

3-Stufen Systeme. Porzellanpolierer zum Abtragen, Glätten und Polieren von Keramik.

- 1. Stufe - grau - Abtragen
- 2. Stufe - rosa - Glätten
- 3. Stufe blau - Politur
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 15.000 U/min., max. Drehzahl 25.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik