



Universalpolierer 9687

Packung 10 Stück unmontiert, schwarz, Figur 133, 24 mm, ISO 060



Artikelnr.: 20843
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 23 mm
Länge: 23 mm

€ 11,02

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, schwarz, Figur 133, Kopflänge: 24 mm, ISO 060

Universalpoliersystem.

- schwarz - Politur für Edelmetall, Kunststoff
- hellblau - Hochglanzpolitur für Edelmetall, Kunststoff
- rosa - Spiegelglanzpolitur für Edelmetall
- Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.