



Universalpolierer 9683

Packung 10 Stück unmontiert, hellblau, Figur 303, 3,5 mm, ISO 180



Artikelnr.: 20846

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.038 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

€ 11,02

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, hellblau, Figur 303, 3,5 mm, ISO 180

Universalpoliersystem.

- schwarz - Politur für Edelmetall, Kunststoff
- hellblau - Hochglanzpolitur für Edelmetall, Kunststoff
- rosa - Spiegelglanzpolitur für Edelmetall
- Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.