



## Modellgusspolierer 9561

Packung 10 Stück unmontiert, braun sehr hart, Figur 372, 3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 20860  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.04 kg  
Höhe: 60 mm  
Breite: 28 mm  
Länge: 44 mm

**€ 12,20**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 10 Polierer unmontiert, braun sehr hart, Figur 372, 3 mm, ISO 220

Modellgusspolierer für Nicht-Edelmetalle (NEM), Modellguss.

- braun - sehr hart und verschleißfest, grün - grob
- Modellgusstechnik, Kronen- und Brückentechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.