



Kauflächenpolierer

Packung 100 St.unm., d.braun mittel, x-hart, Figur 114, 23 mm, ISO 030, 1 Halter



Artikelnr.: 20878
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 41 mm
Breite: 32 mm
Länge: 53 mm

€ 54,04

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer unmontiert, dunkelbraun mittel, extra hart, Figur 114, 23 mm, ISO 030, 1 Halter HP

Kauflächenpolierer.

- blau - für Modellguss, NEM - Vorpolitur
- grau - für Modellguss, für NEM und Edelmetalle
Modellguss - Glanzpolitur, Edelmetall - Vorpolitur
- dunkelbraun - für Modellguss, NEM - Politur
- braun - für Edelmetalle - Politur
- grün - für Edelmetalle - Glanzpolitur
- Drehzahl empf. 7.000 - 15.000 U/min., max. 25.000 U/min.

- 9524P - beige - für Keramiken - Hochglanzpolitur
- Verblend- und Keramiktechnik
- ohne Träger verwendbar
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.