




Ivotion Dent Multi

Stück Ø 98,5 mm, H 20 mm, A3,5



Artikelnr.: 209013
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.229 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 101 mm
Länge: 104 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm, A3,5

Das *Ivotion Denture* System ist ein kompletter Herstellungsprozess zur schnellen digitalen Fertigung von hochqualitativen abnehmbaren Prothesen. Der abgestimmte Workflow verknüpft die digitale Fertigung im Labor mit den etablierten zahnärztlichen Behandlungsschritten. Im Zentrum des Systems steht Ivotion, die neue monolithische Scheibe, die Zahn- und Prothesenbasismaterial kombiniert.

Ivotion Dent Multi sind multichromatisch eingefärbte Scheiben aus DCL-Material. Durch den innovativen Pearl-Structure-Effect wird ein harmonischer Farbverlauf erzielt, der den Prothesenzähnen eine hohe Ästhetik verleiht. Die multichromatischen Discs wurden nach dem Vorbild der Natur in drei Schichten entwickelt: Schneide – Dentin – Hals. Die *Ivotion Dent Multi*-gefertigten Prothesen sind somit „ready to use“: Es sind keine aufwendigen, nachträglichen Charakterisierungen mehr notwendig.

- Dicke: 20 mm
- Farben: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2