




TOP SAFE Patientenservietten

Karton 10 x 50 Stück mint, 33 x 45 cm, 2-lagig



Artikelnr.: 209100
Hersteller: Akzenta
Gewicht: 3.3 kg
Höhe: 205 mm
Breite: 595 mm
Länge: 180 mm

€ 16,64

Zzgl. MwSt.

Karton 10 x 50 Servietten mint, 33 x 45 cm, 2-lagig

1 Lage Tissue aus reinem Zellstoff von 26g/m² und 1 Lage PE-Folie. Die speziellen Eigenschaften der Materialien bieten höchste Saugfähigkeit und Wasserbeständigkeit, um einen hohen Komfort des Patienten zu garantieren. Geprägt und gefaltet. Latexfrei.