



SEIDE

Packung 24 Stück schwarz, 45 cm, DS18, 3/8 Kreis, außen schneidend, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 209252
Hersteller: Resorba Medical
Gewicht: 0.144 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 123 mm
Länge: 142 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien schwarz, Fadenlänge: 45 cm, DS18, 3/8 Kreis, außen schneidend, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

Seide ist ein natürliches, nicht-resorbierbares Nahtmaterial, welches aus dem Kokon der Seidenspinnerraupe gewonnen wird. Die nachfolgende Veredlung sorgt für gute Handlungseigenschaften und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. *Seide* wird in schwarz und weiß angeboten sowie als gezwirnte Variante in blau.

- Nicht-resorbierbarer Seidenfaden
- Hohe Geschmeidigkeit
- Hervorragendes Knüpfverhalten
- Maximale Zugfestigkeit
- Seidenfibroin
- Multifil, geflochten