



Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Intro Kit Single-Use 50 L-Pop



Artikelnr.: 209294
Hersteller: Solventum Dental Solutions
Gewicht: 0.173 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 130 mm
Länge: 162 mm

€ 109,49

Zzgl. MwSt.

Intro Kit Single-Use 50 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond Universal Ätzgel, 25 Applikationskanülen, Step- by-Step Karten, 1 Gebrauchsanweisung

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv ist für alle direkten und indirekten Indikationen und alle Ätztechniken geeignet. Es haftet an allen Restaurationsmaterialien ohne zusätzlichen Primer. Seine einzigartigen „Plus“ Eigenschaften: dentinähnliche Röntgenopazität, hervorragende Haftung, BPA-freie Formulierung, kompatibel mit allen dual- und selbsthärtenden Kompositen ohne Dualhärtungsaktivator.

- Das erste röntgenopake Universaladhäsiv mit dem sich das Risiko von röntgenologischen Fehldiagnosen sowie Überbehandlungen minimieren lässt
- Haftung an und Versiegelung von kariös verändertem, remineralisierbarem Dentin für den maximalen Erhalt natürlicher Zahnhartsubstanz
- Haftung auf Goldstandard-Niveau an Zahnhartsubstanz und Restaurationsmaterialien inklusive Glaskeramik – ganz ohne Einsatz eines zusätzlichen Primers, Silans oder Aktivators
- Vollständige Dual- und Selbsthärtungskompatibilität
- Formulierung frei von BPA-Derivaten wie Bis-GMA
- Vollständig aufeinander abgestimmtes System mit 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit
- Nahezu keine postoperativen Sensitivitäten
- Universaladhäsiv für alle direkten und indirekten Indikationen und alle Ätztechniken
- Erhältlich in optimierter Flasche (bis zu 200 Anwendungen) und im Single-Use-System für ein effizientes Hygiene-Management

Haftvermittler für alle Komposit-Füllungsmaterialien, Stumpfaufbaumaterialien, Versiegelungsmaterialien und Befestigungszemente. Systemadhäsiv für 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit. Reparatur aller direkten und indirekten Restaurationen. Primer für alle Restaurationsmaterialien. Desensibilisierung und Versiegelung von Dentin.