



# GERL.

## IMPRIMO® LC Temp It

Flasche 1 kg 385 nm, A3



Artikelnr.: 209371  
Hersteller: SCHEU-DENTAL  
Gewicht: 1.12 kg  
Höhe: 245 mm  
Breite: 90 mm  
Länge: 90 mm

**€ 441,94**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, A3

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz der MPG-Klasse IIa als Variante longterm - mit höherem Füllstoffanteil für die Herstellung von Langzeitprovisorien wie Kronen und Brücken (mit einem Pontic) sowie Mock-Ups. Die entsprechenden Anschlussbereiche sind zu beachten. Hohe Abrasions- und Bruchfestigkeit und hohe Ästhetik in den Zahnfarben VITA classical A1, A2 und A3. Die Provisorien können mit temporären Zementen befestigt werden. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

- Viskosität: ca. 3,5 Pa.s

- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D