



CEREC® Primemill Diamond

Packung 6 Stück weiß, 1.2 CS



Artikelnr.: 209621
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.034 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 27 mm
Länge: 40 mm

€ 197,62

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Schleifer weiß, 1.2 CS

Schleifer für CEREC Primemill.

- weiß - zum Nassschleifen von Glas-, Hybrid-, Feldspatkeramik