



Renfert Polish hybrid materials

Dose 13 g



Artikelnr.: 209718
Hersteller: Renfert
Gewicht: 0.041 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 52 mm
Länge: 53 mm

€ 62,82

Zzgl. MwSt.

Dose 13 g Paste

Spezifische extraorale Diamantpolierpaste für das Hochglanzpolieren von Hybridwerkstoffen. Bestmögliches Polierergebnis durch speziell auf Hybridwerkstoffe abgestimmte Diamantpartikel in der Polierpaste. Geringere Plaque-Anlagerungen und höhere Lebensdauer der Zahnrestorationen durch optimale Oberflächenvergütung.