



Telio® Inlay/Onlay

Packung 30 x 0,25 g Cavifils universal, für Inlay



Artikelnr.: 209729
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.069 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 105 mm
Länge: 190 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 30 x 0,25 g Cavifils universal, für Inlay

Telio® Inlay und Telio® Onlay sind lichthärtende Einkomponenten-Materialien, mit denen Kavitäten der Klasse I und der Klasse II temporär versorgt werden können – und zwar ohne zusätzliche Verwendung eines provisorischen Zements. Telio® Inlay und Onlay runden das Telio®-System ab, das bisher umfassendste Produkt-System für die temporäre Versorgung. Dank seines weich-elastischen Endzustandes eignet sich Telio® Inlay insbesondere für tiefe, parallelwandige Inlay-Präparationen – selbst wenn die Präparationen geringfügige Unterschnitte aufweisen. Zahnärzte können mit Telio® Inlay aber auch vorgefertigte Polycarbonat-Kronen unterfüttern oder Implantatschrauben-Löcher verschliessen. Telio® Onlay hingegen ist hart-elastisch und kommt vor allem für grössere sowie weniger retentive Präparationen wie Onlays zum Einsatz.