



## Telio® Inlay/Onlay

Packung 3 x 2,5 g Spritze transparent, für Onlay

---



Artikelnr.: 209736  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.056 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 103 mm  
Länge: 204 mm

**€ 46,46**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 x 2,5 g Spritze transparent, für Onlay

Telio® Inlay und Telio® Onlay sind lichthärtende Einkomponenten-Materialien, mit denen Kavitäten der Klasse I und der Klasse II temporär versorgt werden können – und zwar ohne zusätzliche Verwendung eines provisorischen Zements. Telio® Inlay und Onlay runden das Telio®-System ab, das bisher umfassendste Produkt-System für die temporäre Versorgung. Dank seines weich-elastischen Endzustandes eignet sich Telio® Inlay insbesondere für tiefe, parallelwandige Inlay-Präparationen – selbst wenn die Präparationen geringfügige Unterschnitte aufweisen. Zahnärzte können mit Telio® Inlay aber auch vorgefertigte Polycarbonat-Kronen unterfüttern oder Implantatschrauben-Löcher verschliessen. Telio® Onlay hingegen ist hart-elastisch und kommt vor allem für grössere sowie weniger retentive Präparationen wie Onlays zum Einsatz.