



Xantopren® Comfort® System

Normalpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche light blau, 12 Mixing Tips



Artikelnr.: 21005
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.239 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 54 mm
Länge: 120 mm

€ 39,98

Zzgl. MwSt.

Normalpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon light blau, 12 Mixing Tips

Das *Xantopren® Comfort® System* ist eine Weiterentwicklung von Xantopren®. Es vereint die Vorteile von A-, C-Silikonen und Polyether in einem System und ist perfekt aufeinander abgestimmt.