



TORK® Hygienebeutel Premium

Karton 48 x 25 Stück weiß



Artikelnr.: 210300
Hersteller: essity
Gewicht: 1.657 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 180 mm
Länge: 260 mm

€ 71,19

Zzgl. MwSt.

Karton 48 x 25 Beutel weiß

Sorgen Sie für Hygiene im Waschraum und verbessern Sie gleichzeitig die Besuchererfahrung mit unseren Tork Hygienebeuteln, die speziell für diskretes Entsorgen von Damenhygieneartikeln in den entsprechenden Hygieneabfallbehältern entwickelt wurden. Gerüche bleiben in den Beuteln eingeschlossen, wenn diese im Abfallbehälter entsorgt werden, so dass die Waschräume immer frisch riechen. Große Mengen pro Packung stellen sicher, dass die Beutel für Ihre Gäste stets griffbereit sind und Ihr Personal gleichzeitig Zeit für Wartung und Nachfüllen spart. Verwenden Sie diese zusammen mit Tork Spendern für Hygienebeutel, um einen leichten Zugriff zu ermöglichen und für ein ordentliches Erscheinungsbild zu sorgen.

- Sorgen Sie stets für gut bestückte Waschräume – die Hygienebeutel sind speziell mit Blick auf ihre Verfügbarkeit in großen Mengen erhältlich.
- Verbessern Sie die Hygiene – unsere Hygienebeutel ermöglichen die saubere Entsorgung von Damenhygieneartikeln in Hygieneabfallbehältern.
- 48 Packungen à 25 Beutel, 1 l, Premium-Qualität. Kompatibel mit B5-Spendern.