



TORK® Spender

Stück für Hygienebeutel weiß



Artikelnr.: 210301
Hersteller: essity
Gewicht: 1.082 kg
Höhe: 74 mm
Breite: 203 mm
Länge: 293 mm

€ 11,56

Zzgl. MwSt.

Stück Spender für Hygienebeutel weiß

Der Tork Spender für Hygienebeutel im Elevation Design ist eine diskrete und praktische Waschaum-Lösung, die eine hygienische Abfallentsorgung ermöglicht. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen sehr gut ankommt.

- Zeitersparnis durch einfache Reinigung und Montage