




Prothetik Schraubendreher Kit

Packung 18 Klingen, 1 Fingerratsche, 1 Eindreh-Adapter, 1 Rack, 1 Box



Artikelnr.: 210359
Hersteller: A. Schweickhardt
Gewicht: 0.649 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 129 mm
Länge: 253 mm

€ 985,67

Zzgl. MwSt.

Kit 18 Klingen (9 kurz, 9 lang), 1 Fingerratsche mit Griff, 1 Eindreh-Adapter, 1 Rack, 1 Box gelocht