



IBT Resin Cartridge

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 210460
Hersteller: Formlabs Inc.
Gewicht: 1.56 kg
Höhe: 241 mm
Breite: 203 mm
Länge: 76 mm

€ 252,60

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Kunststoff

Indirect Bonding Tray Resin (IBT).

Flexibles, transparentes und reißfestes Harz zur Herstellung von Übertragungsmasken für die indirekte Klebtechnik. 3D-gedruckte Übertragungsmasken reduzieren die Vorbereitungszeit und den Zeitaufwand am Behandlungsstuhl und erhöhen den Patientenkomfort, da alle Brackets auf einmal gesetzt werden.

Das IBT ist ein biokompatibles Material der Risikoklasse I, wird mit einer Schichtdicke von 100 Mikrometer gedruckt und erfordert Nachhärtung in der Form Cure. Das IBT Resin kann sowohl auf dem Form 2 als auf dem Form 3B gedruckt werden.

Das Harz ist kompatibel mit dem Form 3 Resin Tank V2.1 oder höher und Form 2 Resin Tank LT.