

SONOREX DIGITEC DT 514

Stück H ohne Heizung



Artikelnr.: 210574
Hersteller: Bandelin
Gewicht: 0.5 kg

€ 1.689,84

Zzgl. MwSt.

Stück Ultraschallbad DT 514 H ohne Heizung

SONOREX DIGITEC Ultraschallbäder. Die neue Generation.

- Voller Bedien- und Anzeigekomfort bei allen Gerätegrößen
- Logische Tastenbedienung mit klarer Symbolik
- Gut erkennbare Zahlenwerte mit hellen LED's
- 4-Step-Bedienung als "plug and clean"
- Heizung 20-80 °C, thermostatisch regelbar, mit LED-Anzeige für Temperatur und Heizphase
- Warn-LED bei Übertemperatur
- Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
- DEGAS - frei wählbarer Impulsschall - am LED-Display sichtbar