




Splint PMMA BioStar

Stück H 25 mm, transparent



Artikelnr.: 210681
Hersteller: ERNST HINRICHS
Gewicht: 0.238 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 120 mm
Länge: 120 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück Rohling H 25 mm, transparent

Thermoplastisches Acrylpolymer auf der Basis von Methylmethacrylat (PMMA). Indikationen: *Splint PMMA BioStar* sind transparente dentale Fräsrohlinge aus PMMA für die Herstellung von Aufbissschienen, therapeutischen Schienen, Bissregulatoren und Bohrschablonen für den langfristigen Einsatz in der Mundhöhle von bis zu 12 Monaten.

- Biokompatibel – medizinisches Thermoplast, kein Chemoplast!
- Industriell auspolymerisiert – absolut geringer Restmonomergehalt
- Hohe Bruchzähigkeit und Langzeitstabilität (Bruxismus Behandlung)
- Geringste Wasseraufnahme – langfristige Passungsstabilität
- Gute Poliereigenschaften, glatte Oberflächen sind weniger anfällig für Verfärbung und Plaque-Anlagerung, wodurch gleichzeitig das Entzündungs-Risiko minimiert wird