

RS wash

Stück



Artikelnr.: 210690

Hersteller: SCHEU-DENTAL

Gewicht: 0.5 kg

€ 2.850,00

Zzgl. MwSt.

Stück Reinigungsgerät

Vollautomatische Reinigungseinheit, die 3D-gedruckte Objekte in ca. 6 - 8 Minuten sicher und einfach von klebrigen Harzresten reinigt. Für ein optimales Reinigungsergebnis wird der Verbrauch an Reinigungsmittel auf ein Minimum reduziert, ohne die Qualität zu beeinflussen.