



Glycolon® Monofil

Packung 24 Stück violett, 45 cm, DS18, 3/8 Kreis, außen schneidend, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 210758
Hersteller: Resorba Medical
Gewicht: 0.178 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 123 mm
Länge: 145 mm

€ 164,29

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien violett, Fadenlänge: 45 cm, DS18, 3/8 Kreis, außen schneidend, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

Gycolon ist ein monofiles, resorbierbares Nahtmaterial aus Polyglycolsäure und Caprolacton. Material zeichnet sich durch ausgezeichnete Reißfestigkeit besonders in geringen USP- Stärken aus und eignet sich in Kombination mit dem kurzfristigen Resorbtionsprofil besonders für den kosmetischen Wundverschluss. Lieferbare Farben sind violett, ungefärbt und eine große Auswahl an verschiedenen Nadeltypen rundet das Sortiment ab.

- kurzfristige resorbierbares Monofilament
- hohe Reisskraft
- glatter Gewebedurchzug
- minimale Gewebereaktion
- guter Knotensitz
- Polyglycolsäure-Caprolacton
- Monofil