



SMART ONE Ultrasafe

Karton 40 x 50 Stück 3-lagig, fresh grün



Artikelnr.: 210803
Hersteller: Akzenta
Gewicht: 8.5 kg
Höhe: 340 mm
Breite: 380 mm
Länge: 520 mm

€ 79,44

Zzgl. MwSt.

Karton 40 x 50 Masken 3-lagig, fresh grün

SMART ONE Ultrasafe ist unser Klassiker unter den Gesichtsmasken und ein wahrer Bestseller. Bei der Herstellung von *SMART ONE Ultrasafe* werden ausschließlich hochwertige und hautfreundliche Materialien verwendet. Erhältlich in 12 schönen Farben. *SMART ONE Ultrasafe* wird gemäß der Norm EN 14683 TYP IIR hergestellt. Es bietet eine Filtrationseffizienz von ? einer Genauigkeit von 98 %. Größe 17,5 x 9,5 cm.