



V-Print splint comfort

Flasche 1.000 g clear



Artikelnr.: 210954
Hersteller: VOCO
Gewicht: 1.239 kg
Höhe: 226 mm
Breite: 102 mm
Länge: 109 mm

€ 370,60

Zzgl. MwSt.

Flasche 1.000 g Kunststoff clear

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von thermoflexiblen dentalen, therapeutischen Schienen.

- Hoch flexibel und abrasionsbeständig - damit enorm bruchresistent und langlebig
- Thermoflexibel und geschmacksneutral - für hohen Tragekomfort
- Transparent - für unauffällige Schienen
- Geruchsarm und einfach zu polieren - für angenehmes Verarbeiten
- Biokompatibel und geschmacksneutral - für hohe Kundenakzeptanz
- Eingestuft als MP IIa - für Sicherheit und Langzeittherapieeinsatz