



Caps Warmer Tray

Stück



Artikelnr.: 210955

Hersteller: VOCO

Gewicht: 0.47 kg

Höhe: 82 mm

Breite: 84 mm

Länge: 92 mm

€ 228,39

Zzgl. MwSt.

Stück Temperiergerät

- Ermöglicht ein kurzfristiges Erwärmen von Composite Caps
- Der speziell gestaltete Aufsatz mit optimaler Umschließung von VOCO Composite Caps sichert ein homogenes Erwärmen
- Zur Erhöhung der Fließfähigkeit und Anpassung der Verarbeitungseigenschaften des Composites
- Gleichzeitiges Erwärmen von einem Dispenser mit Cap und bis zu vier Einzelcaps – ideal auch für das Arbeiten mit mehreren Farben
- 3 Temperaturstufen zur Wahl – je nach klinischer Situation und gewünschter Konsistenz