



## Erkodur-al

Packung 100 Stück klar, Ø 125 mm, Stärke 0,8 mm

---



Artikelnr.: 211154  
Hersteller: ERKODENT  
Gewicht: 1.473 kg  
Höhe: 143 mm  
Breite: 125 mm  
Länge: 219 mm

**€ 123,97**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Tiefziehfolien klar, Ø 125 mm, Stärke 0,8 mm

Glasklare zähelastisch-harte und bruchfeste Tiefziehfolie (PET-A) mit Isolierfolie und hervorragender Formstabilität. *Erkodur-al* ist ein für die Herstellung von Alignern optimiertes Folienmaterial. Im Vergleich zu dem bewährten *Erkodur* ist das Material circa 35 % weicher mit entsprechend geringerer Initialkraft und Spannungsgefühl bei der Eingliederung. Durch die sehr flach verlaufende Memory Verlustkurve hält die wirksame Kraft von *Erkodur-al* vergleichsweise länger an.