



SPEIKO® Easy Endo Tips

Packung 30 Stück normal



Artikelnr.: 211176
Hersteller: SPEIKO
Gewicht: 0.031 kg
Höhe: 86 mm
Breite: 83 mm
Länge: 33 mm

€ 24,14

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Tips normal

- Stumpfe, vorgebogene Kunststoff-Kanülen
- Sehr flexibel und formstabil
- Zum einmaligen Gebrauch
- Applikation von Flüssigkeiten in den Wurzelkanal
- Feinste, kontrollierbare Dosierung
- Kompatibel mit Spritzen mit Luer- und Luer- Lock- Ansatz