



KFO Spangenbox magnum

Packung 10 Stück, perlblau



Artikelnr.: 21121
Hersteller: Dentaaurum
Gewicht: 0.368 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 270 mm
Länge: 400 mm

€ 14,14

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Boxen, perlblau

Die Magnum-Version ist besonders für extrem große FKO-Geräte (z.B. Funktionsregler nach Fränkel, Erwachsenen-KFO-Apparaturen oder Zahnprothesen) geeignet.

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest). Abmessung (B x H x T): 6,80 x 4,70 x 7,80 cm.