




CEREC Tessera™

Nachfüllpackung 4 Stück Größe C14, A1 MT



Artikelnr.: 211257
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.09 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 90 mm
Länge: 90 mm

€ 96,68

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 4 Stück Größe C14, A1 MT

CEREC Tessera™ Advanced Lithium Disilicate eine neue Generation von CAD/CAM Blöcken einzuführen. *CEREC Tessera™* ist ein Vollkeramik-System zur Herstellung von Kronen im Frontund Seitenzahnbereich sowie Inlays, Onlays und Veneers.

- 700 MPa biaxiale Festigkeit durch Lithium-Disilikat und Virgilit, eingebettet in einer zirkonoxidverstärkten Glasmatrix – bis zu 32% fester als der Wettbewerb
- Hervorragende Transluzenz-, Fluoreszenz und Opaleszenz-Eigenschaften – wird selbst hohen Ansprüchen an ästhetischen Restaurationen im direkt sichtbaren Frontzahnbereich gerecht
- Bis zu 44% weniger Verarbeitungszeit durch kurzen Glasurbrand von nur 4:30 min im CEREC SpeedFire