



Diamanten 882

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 142 Zylinder rund, 10 mm, ISO 012



Artikelnr.: 21165
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten rot fein, FG, Figur 142 Zylinder rund, Kopflänge: 10 mm, ISO 012

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, rund
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min.