



GC Initial™ IQ SQIN

Flasche 50 ml Form & Texture Liquid



Artikelnr.: 211694

Hersteller: GC

Gewicht: 0.08 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 43 mm

Länge: 43 mm

€ 21,10

Zzgl. MwSt.

Flasche 50 ml Form & Texture Liquid

GC Initial IQ ONE SQIN keramisches Konzept bestehend aus malbaren Farb- und Strukturmassen für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verblendgerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Mit der GC Initial IQ ONE SQIN-Technik können Sie effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielen. Diese sind den konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig, können jedoch mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden – im Front- als auch Seitenzahnbereich. Das GC Initial IQ ONE SQIN System Set basiert auf der GC Initial "IQ Philosophie" und besteht aus drei, perfekt aufeinander abgestimmter Keramikmaterialien:

GC Initial IQ SQIN

- Ergänzt die Gestaltung Ihrer natürlich wirkenden und vital aussehenden Restaurationen und bietet Strukturoptimierung mit natürlichem Glanz
- Leichtes Modellieren - einfache Anpassung von Form und Oberflächenstruktur
- Selbstglasierender Effekt
- 3 Dimensionale Oberflächenstruktur und Ästhetik