



DIATECH Stahlseparierstreifen

Packung 12 Stück 6 mm, einseitig beschichtet

Artikelnr.: 211775
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 49 mm
Länge: 170 mm

€ 4,35

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Stahlseparierstreifen 6 mm, einseitig beschichtet

Stahlseparierstreifen sind mit Aluminiumoxid beschichtete Stahlstreifen. Das Aluminiumoxid dient als Schleifmittel, während der Stahlstreifen als Träger des Schleifmittels zur mechanischen Stabilität beiträgt. Stahlseparierstreifen werden für verschiedene Zwecke in der Zahnarztpraxis sowie im Dentallabor eingesetzt. Das Hauptanwendungsgebiet ist die Formgebung und Ausarbeitung von Zahnersatz und Zahnhartsubstanz. Die Indikationen für den Einsatz sind unzureichender interdentaler Abstand oder unerwünschte Zahnform. Unsere neuen *DIATECH Stahlseparierstreifen* sind in einer Körnungsvariante und 3 verschiedenen Streifenbreiten erhältlich.