

## Programat® S2

Stück



Artikelnr.: 212077

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.5 kg

### Preis auf Anfrage

### Stück Sinterofen

Der *Programat® S2* ist ein kompakter Ofen zum Sintern von Gerüsten oder vollanatomischen Restaurationen aus IPS e.max ZirCAD oder anderen Zirkonoxid-Materialien mit einer Temperatur von bis zu 1600 °C. Da er in den Ivoclar Vivadent-Workflow integriert ist bietet er nicht nur einen lückenlosen Prozessablauf, sondern sichert auch eine durchgehend hohe Qualität.